

MEG 教育講習課程 II

心智科學大型研究設備共同使用服務計畫 —
身體、心靈與文化整合影像研究中心：

國內代理商(全傑科技) [報價](#)

http://e-prime.softhome.com.tw/?page_id=122

原廠試用版下載(可在課程前先下載試用)

<http://www.pstnet.com/demos/eprime/RequestDemo.aspx>

黃揚名老師的Eprime介紹網站

<http://ppt.cc/W4~z>

英文Eprime介紹影片

<https://www.youtube.com/watch?v=EAX5UHp-QDg&feature=BFa&list=UUQRRaQXRRNOKjQqy3vKDUOA>

MEG 教育講習課程 II

心智科學大型研究設備共同使用服務計畫 —
身體、心靈與文化整合影像研究中心：

Eprime送trigger的方式：

➤ 紀錄刺激出現的時間點：

在刺激呈現畫面前加入inline，語法

`WritePort &h378, c.GetAttrib("Stri")`

紅體字部分請輸入紀錄該刺激所對應的編碼的attribute名稱

➤ 紀錄反應產生的時間點：

在反應畫面後加入inline，語法

`WritePort &h378, c.GetAttrib("Rtri")`

紅體字部分請輸入紀錄該刺激所對應的編碼的attribute名稱